



## Le Lactocorder

### Un diagnostic précis de vos pratiques de traite

#### Public

- Elevages laitiers Ardennais

#### Objectifs

- Faire un diagnostic de la méthode de traite (préparation insuffisante, mauvais synchronisme, sur traite)
- Evaluer l'équipement de traite
- Evaluer le nettoyage des systèmes de traite (quantité de produit, d'eau et la température de l'eau)
- Mesurer le débit d'éjection du lait

#### Notre service

- Réaliser un contrôle de performance avec les lactocorder à la place des tru-test
- Contrôle effectué par un technicien formé aux appareils lactocorder
- Analyse des résultats avec le technicien après la traite :

- Quantité de lait produite
- Conductivité du lait
- Débit du lait
- Sur-traite
- Temps de traite
- Température de l'eau de lavage
- Débit maximal

#### Documents remis

- Résultats par poste
- Courbe d'éjection du lait par vache
- Courbes d'analyse du lavage de la machine à traire
- Diagnostic et synthèse du technicien

#### Atouts

- Résultats précis et fiables
- Rapidité de la lecture des résultats

#### Modalités

- Bon de commande

